

Padova, 16.03.2020

OGGETTO: CPAP di Boussignac e Covid-19

In questi giorni sono state pubblicate e diffuse numerose linee guida, da parte di società scientifiche ed associazioni di personale sanitario, in merito al trattamento dei pazienti affetti da Covid-19.

Ovviamente la scelta di applicare o meno al paziente un trattamento di CPAP è di piena responsabilità del personale sanitario preposto, così come la scelta dei dispositivi più idonei allo scopo.

È altrettanto ovvio che, in situazioni emergenziali come l'attuale, sia talvolta necessario utilizzare i presidi disponibili.

Come evidenziato da molte delle linee guida finora pubblicate, l'utilizzo di sistemi di supporto ventilatorio non invasivi può aumentare il rischio di diffusione aerogena del virus.

Pertanto, al fine di garantire le migliori condizioni di utilizzo e di sicurezza della nostra CPAP di Boussignac, raccomandiamo di:

- **utilizzare sempre un filtro HEPA a bassa resistenza tra la CPAP e la maschera** (sul nostro sito sono pubblicati supporti per mostrare il corretto montaggio);
- controllare di usare una maschera della misura corretta e verificare la **perfetta adesione** al volto del paziente: questo, oltre a garantire il comfort del paziente e l'efficacia del trattamento, è il fattore determinante per prevenire la diffusione accidentale del virus

L'utilizzo di filtri e l'assenza di fughe d'aria sono le condizioni essenziali per operare in sicurezza con qualsiasi sistema di CPAP.

Qualora queste condizioni non fossero perseguibili, l'uso della CPAP va valutato con estrema cautela ed associato ad altre misure di riduzione del rischio (posizionamento del paziente in ambienti a pressione negativa, ...).

In Vygon Italia stiamo approfondendo tutti gli sforzi per garantire la massima disponibilità possibile dei prodotti e la diffusione di informazioni complete e corrette, che aggiorniamo continuamente.

VYCON ITALIA

Ref.:

Indicazioni SIAARTI: www.siaarti.it/SiteAssets/News/COVID19%20-%20documenti%20SIAARTI/SIAARTI%20-%20Covid-19%20-%20Controllo%20vie%20aeree%20rev.1.1.pdf

Indicazioni ITS/AIPO: <http://www.aiponet.it/news/speciale-covid-19/2419-covid-19-gestione-pneumologica-dei-pazienti-con-infezione-respiratoria-da-coronavirus.html>

Servizi Generali

Tel. +39 049 8297811
Fax +39 049 7808770
info@vygon.it
www.vygon.it

Servizio Clienti

Tel. 049 8297828
Fax 049 7896020
sales@vygon.it

Gare

Tel. 049 8297881
Fax 049 7896020
gare@vygon.it
gare@pec.vygon.it

Acquisti

Tel. 049 8297825
Fax 049 7896020
purchase@vygon.it

Amministrazione

Tel. 049 8297831
Fax 049 7808770
amministrazione@vygon.it
amministrazione@pec.vygon.it

Info Prodotti & Eventi

Tel. 049 8297836 prodotti
marketing@vygon.it
Tel. 049 8297818 eventi
events@vygon.it

Qualità

Tel. 049 8297833
quality@vygon.it
regulatory@pec.vygon.it